



Universidad Autónoma de Nuevo León
Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica



Manual de Usuario
Base de Datos y Lenguajes

Matrícula	Nombre	Carrera
2099624	Francisco Alonso Bonilla Rodríguez	IAS
2177753	Daniel Ruiz Perches	IAS
2055818	Luis Guillermo Camacho Ramírez	IAS
1998680	Citlaly Valeria Grimaldo Cuellar	IAS
1999491	Francisco Javier Blas Garza	ITS
1587959	Edson Fernando Pérez Martínez	IAS
2059216	José Cruz Coronado Zavala	IAS
2007872	Kevin Eduardo Guajardo Vigil	ITS
2066181	Daniel González Leija	IAS
1997940	Omar Joaquín Sosa Moreno	IAS
2173861	Alberto Alexander Villegas Rodríguez	IAS
2024245	Nancy Nahomi García Peña	IAS
2120707	Jose Manuel Grimaldo Garza	IAS
2222946	Kayleen Naomi Terceros Gomez	IAS
2089166	Itzel Villarreal Arenas	IAS
2044753	Brian Orlando Ramirez Nuñez	IAS
2052466	Alejandro Badí De La Madrid Martinez	IAS
2017829	Leonardo Alfredo García Juárez	IAS
2044689	Edgar Adrian García Santoy	IAS
1997656	Gabriela Lizeth Zavala Puente	IAS
2173978	Oscar Yaaziel Montes Ortega	IAS
2131978	Damaris Patricia Borrayo Dávila	IAS
2101567	Emilio David Balderas Zaragoza	IAS

Grupo: 006 **Hora clase:** N1 **Salón:** 4200

Catedrático: M.C. Jorge Alejandro Lozano González **Equipo:** 2

Ciudad Universitaria, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 24 de abril del 2026


Contenido

1. Iniciar sesión	4
1.1 Pantalla de inicio de sesión	4
1.2 Usuarios de prueba	5
2. Navegación general	6
2.1 Módulos disponibles	6
2.1 Dashboard del administrador.....	7
2.1 Dashboard del enfermero/a	7
2.1 Dashboard del doctor/a	8
3. Módulo: Residentes	9
3.1 Ver la lista de residentes	9
3.2 Registrar un nuevo residente.....	10
3.3 Editar un residente	14
3.4 Eliminar un residente	15
4. Módulo: Medicaciones	17
4.1 Ver medicaciones.....	17
4.2 Registrar una medicación	18
4.3 Marcar como administrada	21
4.4 Editar o eliminar medicación.....	22
4.5 Alertas de medicación	22
4.6 Reportes.....	23
5. Módulo: Habitaciones (solo administradores).....	25
5.1 Tipos de habitación	26
5.2 Agregar una habitación.....	26
5.3 Filtrar por tipo	28
5.4 Seleccionar, editar y eliminar.....	28
6. Módulo: Signos Vitales.....	29
6.1 Registrar signos vitales.....	29
6.2 Ver Detalles.....	32
6.3 Filtros	32
6.3.1 Filtro manual.....	33
6.3.2 Filtros directos	33
6.4 Barra de búsqueda	34
6.5 Editar y Eliminar	35
6.5 Reportes de signos vitales.....	36
7. Módulo: Actividades	40

7.1 Tipos de actividad.....	40
7.2 Crear una actividad	40
7.3 Barra de búsqueda	43
7.4 Marcar como hecho	44
7.4 Editar y eliminar actividades	45
8. Módulo: Usuarios (solo para administradores)	47
8.1 Crear un usuario	47
8.2 Editar usuario	49
8.3 Cambiar contraseña	50
8.4 Activar / desactivar un usuario.....	51
8.5 Eliminar un usuario.....	51
9. Módulo: Respaldo de base de datos (solo administradores)	53
9.1 Respallos automáticos	53
9.2 Crear un respaldo manual	54
9.3 Restaurar un respaldo	55
9.4 Eliminar respaldo.....	56
9.5 Rotación de respaldos	57
10. Cerrar sesión	57
11. Preguntas frecuentes	59

1. Iniciar sesión

Para abrir el sistema, haga doble clic en el archivo 'Asilo.exe'. Lo encontrará en la USB con la etiqueta 'Archivos del sistema', de doble clic de la carpeta 'dist' y luego doble clic en la carpeta 'Asilo'. (Si no ve la carpeta 'dist' lea y siga los pasos del punto 6 'Instalación del sistema' del manual técnico).



AVISO: Nunca mueva el archivo Asilo.exe fuera de su carpeta. Debe estar siempre junto a asilo.db, la carpeta _internal, backups y uploads para funcionar correctamente.

1.1 Pantalla de inicio de sesión

Al abrir la aplicación verá la pantalla de bienvenida. El lado izquierdo muestra el nombre del sistema y los roles disponibles. El lado derecho tiene los campos de acceso.

Para iniciar sesión:

1. Escriba tu usuario en el campo 'Usuario (CURP)'. (La primera vez que abra el sistema ingrese 'admin')
2. Escriba tu contraseña en el campo 'Contraseña'. ((La primera vez que abra el sistema ingrese '123')
3. Haga clic en el botón 'Iniciar sesión'.

Sistema de Gestión de Asilo - CREAN



CREAN

Sistema de Gestión de Asilo

Roles del sistema

- Administrador
- Enfermero/a
- Doctor/a

Bienvenido

Ingresa tus credenciales para continuar

Usuario (CURP)

Contraseña

☐ Mostrar contraseña

Iniciar sesión

NOTA: Si quiere ver la contraseña mientras la escribes, haga clic en el texto 'Mostrar contraseña' que aparece debajo del campo.

1.2 Usuarios de prueba


Usuario	Contraseña	Rol
admin	123	Administrador
enfermero	123	Enfermero/a
doctor	123	Doctor/a

2. Navegación general

Después de iniciar sesión, verá el Dashboard principal. La pantalla se divide en dos secciones:

- Panel lateral izquierdo (Sidebar): muestra el menú de módulos disponibles y la información de tu usuario.
- Área de contenido derecha: muestra la pantalla del módulo que hayas seleccionado.

NOTA: Los datos / registros que se muestran en el sistema son de ejemplo.



2.1 Módulos disponibles

Módulo	Admin	Enfermero/a	Doctor/a
Residentes	Acceso autorizado	Acceso autorizado	Acceso autorizado
Medicaciones	Acceso autorizado	Acceso autorizado	Acceso autorizado
Habitaciones	Acceso autorizado	Sin acceso	Sin acceso
Signos Vitales	Acceso autorizado	Acceso autorizado	Acceso autorizado
Actividades	Acceso autorizado	Acceso autorizado	Sin acceso
Usuarios	Acceso autorizado	Sin acceso	Sin acceso
Respaldo BD	Acceso autorizado	Sin acceso	Sin acceso

2.1 Dashboard del doctor/a

Sistema de Gestión de Asilo - CREAN

Residentes
Gestión de residentes del asilo

+ Nuevo residente

MÓDULOS

- Residentes
- Medicaciones
- Habitaciones
- Signos Vitales
- Actividades
- Usuarios
- Respaldo BD

Dr. Carlos López
Doctor/a

Cerrar sesión

5
Total residentes

5
Con habitación

0
Sin habitación

RESIDENTE	CURP	EDAD	SANGRE	HABITACIÓN	REGISTRO
AS Ana Sofía González Ramírez	GORA020110MNLRMNA6	72	AB+	Hab. 101	2026-04-09
JL José Luis Martínez García	MAGJ000515HNLRRS09	74	O+	Hab. 101	2026-04-09
JC Juan Carlos Rodríguez Pérez	ROPJ990302HNLRN08	80	B+	Hab. 202	2026-04-09
LA Luis Ángel Torres Sánchez	TOSL981227HNLRNS07	77	O-	Hab. 202	2026-04-09
MF María Fernanda López Hernández	LOHM010823MNLRRFA2	68	A+	Hab. 202	2026-04-09

Selecciona un residente para ver las acciones

Ver detalle Editar Eliminar

NOTA: Los módulos a los que no tiene acceso aparecen en color blanco en el menú lateral y no se pueden seleccionar.

3. Módulo: Residentes

Este módulo permite registrar y gestionar toda la información de los residentes del asilo, incluyendo datos personales, familiares, documentos y habitación asignada.

3.1 Ver la lista de residentes

Al entrar al módulo verá las tarjetas de todos los residentes registrados. En la parte superior aparecen tarjetas de resumen con el total, activos, con habitación y sin habitación.

- Puede buscar un residente escribiendo su nombre en la barra de búsqueda.
- Haga clic en la tarjeta de un residente para seleccionarlo y habilitar las acciones (ver detalle, editar y eliminar)

The screenshot displays the 'Residentes' module of the 'Sistema de Gestión de Asilo - CREAN'. The interface includes a sidebar with navigation options: Residentes (selected), Medicaciones, Habitaciones, Signos Vitales, Actividades, Usuarios, and Respaldo BD. The main content area features a search bar, a '+ Nuevo residente' button, and three summary cards: 'Total residentes' (5), 'Con habitación' (5), and 'Sin habitación' (0). Below these is a table listing residents with columns for RESIDENTE, CURP, EDAD, SANGRE, HABITACIÓN, and REGISTRO. The table contains five entries. At the bottom, there are buttons for 'Ver detalle', 'Editar', and 'Eliminar', along with a 'Cerrar sesión' button in the sidebar.

RESIDENTE	CURP	EDAD	SANGRE	HABITACIÓN	REGISTRO
AS Ana Sofía González Ramírez	GORA020110MNLRMNA6	72	AB+	Hab. 101	2026-04-09
JL José Luis Martínez García	MAGJ000515HNLRRS09	74	O+	Hab. 101	2026-04-09
JC Juan Carlos Rodríguez Pérez	ROPJ990302HNLRRN08	80	B+	Hab. 202	2026-04-09
LA Luis Ángel Torres Sánchez	TOSL981227HNLRRNS07	77	O-	Hab. 202	2026-04-09
MF María Fernanda López Hernández	LOHM010823MNLRRFA2	68	A+	Hab. 202	2026-04-09

3.2 Registrar un nuevo residente

1. Haga clic en el botón '+ Nuevo residente' en la esquina superior derecha.

The screenshot shows the 'Residentes' module in the CREAN system. The interface includes a sidebar with modules like Medicaciones, Habitaciones, Signos Vitales, Actividades, Usuarios, and Respaldo BD. The main area displays a summary of residents (5 total, 5 with housing, 0 without) and a table of residents. A red box highlights the '+ Nuevo residente' button in the top right corner.

RESIDENTE	CURP	EDAD	SANGRE	HABITACIÓN	REGISTRO
AS Ana Sofía González Ramírez	GORA020110MNLRMNA6	72	AB+	Hab. 101	2026-04-09
JL José Luis Martínez García	MAGJ000515HNLRRS09	74	O+	Hab. 101	2026-04-09
JC Juan Carlos Rodríguez Pérez	ROPJ990302HNLRRN08	80	B+	Hab. 202	2026-04-09
LA Luis Ángel Torres Sánchez	TOSL981227HNLRRS07	77	O-	Hab. 202	2026-04-09
MF María Fernanda López Hernández	LOHM010823MNLRRFA2	68	A+	Hab. 202	2026-04-09

2. Se abre un formulario con varios pasos (pestañas): Datos personales, Habitación, Familiar, Documentos.

The screenshot shows the 'Nuevo residente' form in the CREAN system. The 'Datos personales' tab is active, displaying fields for personal information. The form includes fields for Nombre completo, CURP, Edad, Tipo de sangre, Compleción, Color de ojos, Tipo de nariz, Tez / Piel, Tipo de ceja, Cartilla de salud, and Comprobante servicio médico. The form is divided into four steps: Datos personales, Habitación, Familiar, and Documentos. The current step is 'Datos personales'.

3. **Complete los campos del paso 1:** nombre, CURP, edad, tipo de sangre, complexión, color de ojos, tipo de nariz, tez de piel, tipo de ceja. Se da clic en 'Siguiente' para ir al siguiente paso.

Sistema de Gestión de Asilo - CREAN

CREAN
Sistema de Gestión de Asilo

MÓDULOS

- Residentes
- Medicaciones
- Habitaciones
- Signos Vitales
- Actividades
- Usuarios
- Respaldo BD

Administrador
Administrador

Cerrar sesión

Nuevo residente

Datos personales

Habitación

Familiar

Documentos

Nombre completo: Roberto Alejandro Mendoza Salinas

CURP: MESR910426HNRLBA4

Edad: 75

Tipo de sangre: A-

Complexión: Media

Color de ojos: Café claro

Tipo de nariz: Recta

Tez / Piel: Morena

Tipo de ceja: Gruesa

Cartilla de salud: C:/Users/frann/Downloads/carti

Comprobante servicio médico: C:/Users/frann/Downloads/com

Cancelar

Paso 1 de 4

← Atrás

Siguiente →

SIN HABITACIÓN

0 Sin habitación

SANGRE	HABITACIÓN	REGISTRO
AB+	Hab. 101	2026-04-09
O+	Hab. 101	2026-04-09
B+	Hab. 202	2026-04-09
O-	Hab. 202	2026-04-09
A+	Hab. 202	2026-04-09

Ver detalle

Editar

Eliminar

4. En el paso 2 seleccione el tipo de habitación, luego el número de habitación y se da clic en 'Siguiente'.

Sistema de Gestión de Asilo - CREAN

CREAN
Sistema de Gestión de Asilo

MÓDULOS

- Residentes
- Medicaciones
- Habitaciones
- Signos Vitales
- Actividades
- Usuarios
- Respaldo BD

Administrador
Administrador

Cerrar sesión

Nuevo residente

Datos personales

Habitación

Familiar

Documentos

Selecciona el tipo de habitación

Doble

Triple

Cuádruple

Habitaciones disponibles

Habitación #102

Doble - 2 lugares libres

Cancelar

Paso 2 de 4

← Atrás

Siguiente →

SIN HABITACIÓN

0 Sin habitación

SANGRE	HABITACIÓN	REGISTRO
AB+	Hab. 101	2026-04-09
O+	Hab. 101	2026-04-09
B+	Hab. 202	2026-04-09
O-	Hab. 202	2026-04-09
A+	Hab. 202	2026-04-09

Ver detalle

Editar

Eliminar

5. En el paso 3 se debe ingresar el nombre del familiar, su teléfono y adjuntar una imagen de su INE, luego se da clic en 'Siguiente'.

Sistema de Gestión de Asilo - CREAN

CREAN
Sistema de Gestión de Asilo

MÓDULOS

- Residentes
- Medicaciones
- Habitaciones
- Signos Vitales
- Actividades
- Usuarios
- Respaldo BD

Administrador
Administrador

Cerrar sesión

Nuevo residente

Datos personales Habitación Familiar Documentos

Nombre del familiar: Laura Mendoza Salinas

Teléfono: 81 7890 1234

Foto INE del familiar: C:/Users/frann/Downloads/ine mujer.jpg

Elegir

Cancelar Paso 3 de 4 < Atrás **Siguiente ->**

SANGRE HABITACIÓN REGISTRO

AB+	Hab. 101	2026-04-09
O+	Hab. 101	2026-04-09
B+	Hab. 202	2026-04-09
O-	Hab. 202	2026-04-09
A+	Hab. 202	2026-04-09

Ver detalle Editar Eliminar

6. Por último, se adjunta una imagen de la INE del residente, del comprobante de domicilio y del acta de nacimiento, luego se da clic en 'Guardar' para finalizar.

Sistema de Gestión de Asilo - CREAN

CREAN
Sistema de Gestión de Asilo

MÓDULOS

- Residentes
- Medicaciones
- Habitaciones
- Signos Vitales
- Actividades
- Usuarios
- Respaldo BD

Administrador
Administrador

Cerrar sesión

Nuevo residente

Datos personales Habitación Familiar Documentos

Foto INE del residente: C:/Users/frann/Downloads/ine hombre.png

Foto comprobante de domicilio: C:/Users/frann/Downloads/comprobante domi.png

Foto acta de nacimiento: C:/Users/frann/Downloads/acta.jpg

Elegir

Cancelar Paso 4 de 4 < Atrás **Guardar**

SANGRE HABITACIÓN REGISTRO

AB+	Hab. 101	2026-04-09
O+	Hab. 101	2026-04-09
B+	Hab. 202	2026-04-09
O-	Hab. 202	2026-04-09
A+	Hab. 202	2026-04-09

Ver detalle Editar Eliminar

Después de esto nos aparecerá el nuevo residente. Para ver su información completa debemos seleccionarlo y dar clic en el botón 'Ver detalle'.

Sistema de Gestión de Asilo - CREAN

Residentes
Gestión de residentes del asilo

+ Nuevo residente

6 Total residentes

6 Con habitación

0 Sin habitación

RESIDENTE	CURP	EDAD	SANGRE	HABITACIÓN	REGISTRO
AS Ana Sofía González Ramírez	GORA020110MNLRMNA6	72	AB+	Hab. 101	2026-04-09
JL José Luis Martínez García	MAGJ000515HNLRRS09	74	O+	Hab. 101	2026-04-09
JC Juan Carlos Rodríguez Pérez	ROPJ990302HNLRRN08	80	B+	Hab. 202	2026-04-09
LA Luis Ángel Torres Sánchez	TOSL981227HNLRRS07	77	O-	Hab. 202	2026-04-09
MF María Fernanda López Hernández	LOHM010823MNLRRFA2	68	A+	Hab. 202	2026-04-09
RA Roberto Alejandro Mendoza Salinas	MESR910426HNLRLBA4	75	A-	Hab. 102	2026-04-09

Residente seleccionado — ID 9

Ver detalle Editar Eliminar

Detalle del residente

RA Roberto Alejandro Mendoza Salinas
ID 9 · Reg: 2026-04-09

Datos personales

CURP: MESR910426HNLRLBA4

Edad: 75

Complexión: Media

Color de ojos: Café claro

Tipo de nariz: Recta

Tez / Piel: Morena

Tipo de ceja: Gruesa

Tipo de sangre: A-

Habitación

Cerrar

Ver detalle Editar Eliminar

11:54 p. m. 09/04/2026

NOTA: Todos los documentos adjuntos se guardan automáticamente en la carpeta uploads/ dentro del directorio de la aplicación.

3.3 Editar un residente

1. Seleccione al residente haciendo clic en y da clic en el botón 'Editar'.

Sistema de Gestión de Asilo - CREAN

Residentes
Gestión de residentes del asilo

+ Nuevo residente

MÓDULOS

- Residentes
- Medicaciones
- Habitaciones
- Signos Vitales
- Actividades
- Usuarios
- Respaldo BD

Administrador
Administrador

Cerrar sesión

RESIDENTE	CURP	EDAD	SANGRE	HABITACIÓN	REGISTRO
AS Ana Sofía González Ramírez	GORA020110MNLRMNA6	72	AB+	Hab. 101	2026-04-09
JL José Luis Martínez García	MAGJ000515HNLRRS09	74	O+	Hab. 101	2026-04-09
JC Juan Carlos Rodríguez Pérez	ROPJ990302HNLRRN08	80	B+	Hab. 202	2026-04-09
LA Luis Ángel Torres Sánchez	TOSL981227HNLRRNS07	77	O-	Hab. 202	2026-04-09
MF María Fernanda López Hernández	LOHM010823MNLRRFA2	68	A+	Hab. 202	2026-04-09
RA Roberto Alejandro Mendoza Salinas	MESR910426HNLRLBA4	75	A-	Hab. 102	2026-04-09

Residente seleccionado — ID 9

Ver detalle Editar Eliminar

2. Modifique los campos que necesites en el formulario y da clic en el botón 'Siguiente', pasará por los demás pasos dando clic en 'Siguiente'.

Sistema de Gestión de Asilo - CREAN

Editar residente

Datos personales Habitación Familiar Documentos

Nombre completo: Roberto Alejandro Mendoza Salinas

CURP: MESR910426HNLRLBA4

Edad: 80

Tipo de sangre: A-

Complexión: Media

Color de ojos: Café claro

Tipo de nariz: Recta

Tez / Piel: Morena


Tipo de ceja: Gruesa

Cartilla de salud: uploads\MESR910426HNLRLBA4

Comprobante servicio médico: uploads\MESR910426HNLRLBA4


Cancelar Paso 1 de 4 < Atrás Siguiente ->

3. Haga clic en 'Guardar' para confirmar los cambios.



3.4 Eliminar un residente

1. Seleccione al residente y haga clic en el botón 'Eliminar'.



2. Luego se debe confirmar si se desea eliminar al residente, si se quiere confirmar se da clic en 'Sí, eliminar', de lo contrario en 'Cancelar'.

Sistema de Gestión de Asilo - CREAN

Residentes
Gestión de residentes del asilo

+ Nuevo residente

MÓDULOS

- Residentes
- Medicaciones
- Habitaciones
- Signos Vitales
- Actividades
- Usuarios
- Respaldo BD

Administrador
Administrador

Cerrar sesión

¿Eliminar este residente?
Esta acción es permanente.

Cancelar Sí, eliminar

RESIDENTE	EDAD	SANGRE	HABITACIÓN	REGISTRO
AS 110MNLRMNA6	72	AB+	Hab. 101	2026-04-09
JL 0515HNLRRS09	74	O+	Hab. 101	2026-04-09
JC Juan Carlos Rodríguez Pérez	80	B+	Hab. 202	2026-04-09
LA Luis Ángel Torres Sánchez	77	O-	Hab. 202	2026-04-09
MF María Fernanda López Hernández	68	A+	Hab. 202	2026-04-09
RA Roberto Alejandro Mendoza Salinas	80	A-	Hab. 102	2026-04-10

Residente seleccionado — ID 9

Ver detalle Editar Eliminar

12:04 a. m.
10/04/2026

4. Módulo: Medicaciones

Registra y controla la medicación de cada residente, con seguimiento de administración y alertas de omisión.

4.1 Ver medicaciones

La pantalla muestra tarjetas por cada medicación registrada. Cada tarjeta indica el nombre del residente, la dosis, la programación, responsable y estado.

- Puede buscar una medicación escribiendo el nombre del residente barra de búsqueda.

Medicaciones
Control de medicamentos programados

+ Nueva medicacion Reportes

5 Total programadas 1 Administradas 2 Vencidas hoy 1 Omisiones

Lista Alertas (3)

RESIDENTE	MEDICAMENTO / DOSIS	PROGRAMACIÓN	RESPONSABLE	ESTADO	ACCIÓN
Luis Ángel Torres Sánchez	Atorvastatina 20 mg	2026-04-11 20:30	Dra. Gabriela Torres Navarro	Programada	Registrar
José Luis Martínez García	Losartán 50 mg	2026-04-10 08:00	Dr. Ricardo Sánchez Morales	Vencida	Registrar
Ana Sofía González Ramírez	Paracetamol 500 mg	2026-04-10 13:00	Enf. Carlos Alberto Reyes Gómez	Vencida	Registrar
Juan Carlos Rodríguez Pérez	Aspirina 100 mg	2026-04-09 07:30	Dr. Ricardo Sánchez Morales	Administrada	✓ Aplicada
María Fernanda López Hernández	Metformina 850 mg	2026-04-07	Enf. Ana Pérez Castillo	Omisión	Registrar

Selecciona una medicacion para ver las acciones

Editar Eliminar

4.2 Registrar una medicación

1. Haga clic en '+ Nueva medicación'.

Sistema de Gestión de Asilo - CREAN

Medicaciones
Control de medicamentos programados

+ Nueva medicación Reportes

5 Total programadas 1 Administradas 2 Vencidas hoy 1 Omisiones

Lista Alertas (3)

RESIDENTE	MEDICAMENTO / DOSIS	PROGRAMACIÓN	RESPONSABLE	ESTADO	ACCIÓN
Luis Ángel Torres Sánchez	Atorvastatina 20 mg	2026-04-11 20:30	Dra. Gabriela Torres Navarro	Programada	Registrar
José Luis Martínez García	Losartán 50 mg	2026-04-10 08:00	Dr. Ricardo Sánchez Morales	Vencida	Registrar
Ana Sofía González Ramírez	Paracetamol 500 mg	2026-04-10 13:00	Enf. Carlos Alberto Reyes Gómez	Vencida	Registrar
Juan Carlos Rodríguez Pérez	Aspirina 100 mg	2026-04-09 07:30	Dr. Ricardo Sánchez Morales	Administrada	✓ Aplicada
María Fernanda López Hernández	Metformina 850 mg	2026-04-07	Enf. Ana Pérez Castillo	Omision	Registrar

Selecciona una medicación para ver las acciones

Editar Eliminar

Cerrar sesión

Administrador

ESP LAA 08:21 p. m. 10/04/2026

2. Seleccione el residente de la lista desplegable.

Sistema de Gestión de Asilo - CREAN

Medicaciones
Control de medicamentos programados

+ Nueva medicación Reportes

2 Vencidas hoy 1 Omisiones

Lista Alertas (3)

RESIDENTE	MEDICAMENTO / DOSIS	PROGRAMACIÓN	RESPONSABLE	ESTADO	ACCIÓN
Luis Ángel Torres Sánchez	Atorvastatina 20 mg	2026-04-11 20:30	Dra. Gabriela Torres Navarro	Programada	Registrar
José Luis Martínez García	Losartán 50 mg	2026-04-10 08:00	Dr. Ricardo Sánchez Morales	Vencida	Registrar
Ana Sofía González Ramírez	Paracetamol 500 mg	2026-04-10 13:00	Enf. Carlos Alberto Reyes Gómez	Vencida	Registrar
Juan Carlos Rodríguez Pérez	Aspirina 100 mg	2026-04-09 07:30	Dr. Ricardo Sánchez Morales	Administrada	✓ Aplicada
María Fernanda López Hernández	Metformina 850 mg	2026-04-07	Enf. Ana Pérez Castillo	Omision	Registrar

Selecciona una medicación para ver las acciones

Editar Eliminar

Cerrar sesión

Administrador

ESP LAA 08:25 p. m. 10/04/2026

Nueva medicación
Todos los campos son obligatorios

Residente

Selecciona un residente...

- Ana Sofía González Ramírez - GORA020110MNLRMNA6
- José Luis Martínez García - MAGJ000515HNLRRS09
- Juan Carlos Rodríguez Pérez - ROPJ990302HNLRRN08
- Luis Ángel Torres Sánchez - TOSL981227HNLRRNS07
- María Fernanda López Hernández - LOHM010823MNLRRFA2

Horario

09 : 00

Cancelar Guardar

3. Escriba la dosis (ej. 'Metformina 500mg').

Sistema de Gestión de Asilo - CREAN

CREAN
Sistema de Gestión de Asilo

MÓDULOS

- Residentes
- Medicaciones**
- Habitaciones
- Signos Vitales
- Actividades
- Usuarios
- Respaldo BD

Administrador
Administrador

Cerrar sesión

Medicaciones

Nueva medicacion

Todos los campos son obligatorios

Residente
Ana Sofía González Ramírez - GORA020110MNLRMNA6

Dosis
Metformina 500mg

Fecha
2026-04-10

Enfermero / Doctor
Seleccionar...

Horario
09 : 00

Cancelar Guardar

+ Nueva medicacion Reportes

2 Vencidas hoy 1 Omisiones

FECHA	RESPONSABLE	ESTADO	ACCIÓN
26-04-11 20:30	Dra. Gabriela Torres Navarro	Programada	Registrar
26-04-10 08:00	Dr. Ricardo Sánchez Morales	Vencida	Registrar
26-04-10 13:00	Enf. Carlos Alberto Reyes Gómez	Vencida	Registrar
26-04-09 07:30	Dr. Ricardo Sánchez Morales	Administrada	✓ Aplicada
26-04-07	Enf. Ana Pérez Castillo	Omisión	Registrar

ESP LAA 08:26 p. m. 10/04/2026

4. Indique la fecha de administración.

Sistema de Gestión de Asilo - CREAN

CREAN
Sistema de Gestión de Asilo

MÓDULOS

- Residentes
- Medicaciones**
- Habitaciones
- Signos Vitales
- Actividades
- Usuarios
- Respaldo BD

Administrador
Administrador

Cerrar sesión

Medicaciones

Nueva medicacion

Todos los campos son obligatorios

Residente
Ana Sofía González Ramírez - GORA020110MNLRMNA6

Dosis
Metformina 500mg

Fecha
2026-04-11

Enfermero / Doctor
Seleccionar...

Horario
09 : 00

Cancelar Guardar


+ Nueva medicacion Reportes

2 Vencidas hoy 1 Omisiones


FECHA	RESPONSABLE	ESTADO	ACCIÓN
26-04-11 20:30	Dra. Gabriela Torres Navarro	Programada	Registrar
26-04-10 08:00	Dr. Ricardo Sánchez Morales	Vencida	Registrar
26-04-10 13:00	Enf. Carlos Alberto Reyes Gómez	Vencida	Registrar
26-04-09 07:30	Dr. Ricardo Sánchez Morales	Administrada	✓ Aplicada
26-04-07	Enf. Ana Pérez Castillo	Omisión	Registrar

ESP LAA 08:27 p. m. 10/04/2026

5. Seleccione el enfermero/doctor responsable.



6. Seleccione la hora de aplicación y por último haga clic en el botón 'Guardar'.



4.3 Marcar como administrada

En la tarjeta de cada medicación hay un botón para marcar si ya fue administrada. Al hacerlo, la tarjeta cambia de apariencia para indicar el estado. Se puede desmarcar si se cometió un error.

Sistema de Gestión de Asilo - CREAN

CREAN
Sistema de Gestión de Asilo

MÓDULOS

- Residentes
- Medicaciones**
- Habitaciones
- Signos Vitales
- Actividades
- Usuarios
- Respaldo BD

Administrador
Administrador
Cerrar sesión

Medicaciones
Control de medicamentos programados

+ Nueva medicacion **Reportes**

6
Total programadas

1
Administradas

2
Vencidas hoy

1
Omisiones

Lista Alertas (3)

RESIDENTE	MEDICAMENTO / DOSIS	PROGRAMACIÓN	RESPONSABLE	ESTADO	ACCIÓN
Ana Sofía González Ramírez	Metformina 500mg	2026-04-11 09:30	Enf. Ana Pérez Castillo	Programada	Registrar
Luis Ángel Torres Sánchez	Atorvastatina 20 mg	2026-04-11 20:30	Dra. Gabriela Torres Navarro	Programada	Registrar
José Luis Martínez García	Losartán 50 mg	2026-04-10 08:00	Dr. Ricardo Sánchez Morales	Vencida	Registrar
Ana Sofía González Ramírez	Paracetamol 500 mg	2026-04-10 13:00	Enf. Carlos Alberto Reyes Gómez	Vencida	Registrar
Juan Carlos Rodríguez Pérez	Aspirina 100 mg	2026-04-09	Dr. Ricardo Sánchez Morales	Administrada	✓ Aplicada

Selecciona una medicacion para ver las acciones
Editar **Eliminar**

ESP LAA 08:32 p. m. 10/04/2026

4.4 Editar o eliminar medicación

Al seleccionar una medicación se habilitan los botones 'Editar' y 'Eliminar', si se desea editar algún detalle de la medicación se da clic en 'Editar', se realiza el cambio que se desea y se da clic en 'Guardar', por el contrario, si se desea eliminar solo se da clic en 'Eliminar'.

The screenshot shows the 'Medicaciones' (Medications) section of the CREAN system. The interface includes a sidebar with navigation options like 'Residentes', 'Medicaciones', 'Habitaciones', 'Signos Vitales', 'Actividades', 'Usuarios', and 'Respaldo BD'. The main area displays a summary of medication status: 6 Total programadas, 1 Administradas, 2 Vencidas hoy, and 1 Omisiones. Below this is a table of medications with columns for RESIDENTE, MEDICAMENTO / DOSIS, PROGRAMACIÓN, RESPONSABLE, ESTADO, and ACCIÓN. The table lists several medications, including Metformina 500mg, Atorvastatina 20 mg, Losartán 50 mg, Paracetamol 500 mg, and Aspirina 100 mg. The 'ACCIÓN' column for the last two medications shows 'Adminstrada' and 'Aplicada' status, with 'Editar' and 'Eliminar' buttons highlighted in red boxes.

RESIDENTE	MEDICAMENTO / DOSIS	PROGRAMACIÓN	RESPONSABLE	ESTADO	ACCIÓN
Ana Sofía González Ramírez	Metformina 500mg	2026-04-11 09:30	Enf. Ana Pérez Castillo	Programada	Registrar
Luis Ángel Torres Sánchez	Atorvastatina 20 mg	2026-04-11 20:30	Dra. Gabriela Torres Navarro	Programada	Registrar
José Luis Martínez García	Losartán 50 mg	2026-04-10 08:00	Dr. Ricardo Sánchez Morales	Vencida	Registrar
Ana Sofía González Ramírez	Paracetamol 500 mg	2026-04-10 13:00	Enf. Carlos Alberto Reyes Gómez	Vencida	Registrar
Juan Carlos Rodríguez Pérez	Aspirina 100 mg	2026-04-09	Dr. Ricardo Sánchez Morales	Adminstrada	✓ Aplicada

4.5 Alertas de medicación

El sistema genera dos tipos de alertas:

- **Alertas de próximas dosis:** medicaciones que deben administrarse en las próximas horas.
- **Alertas de omisiones:** medicaciones del día que no fueron marcadas como administradas.

The screenshot shows the 'Alertas (3)' (Alerts 3) section of the CREAN system. The interface displays details for two alerts. The first alert is for José Luis Martínez García, with details: Dosis: Losartán 50 mg, Horario: 08:00, Fecha: 2026-04-10, Enfermero / Doctor: Dr. Ricardo Sánchez Morales. The second alert is for Ana Sofía González Ramírez, with details: Dosis: Paracetamol 500 mg, Horario: 13:00, Fecha: 2026-04-10, Enfermero / Doctor: Enf. Carlos Alberto Reyes Gómez. Both alerts have 'Vencida' (Expired) status and a 'Registrar aplicación' (Register application) button.

RESIDENTE	MEDICAMENTO / DOSIS	PROGRAMACIÓN	RESPONSABLE	ESTADO	ACCIÓN
José Luis Martínez García	Losartán 50 mg	08:00	Dr. Ricardo Sánchez Morales	Vencida	Registrar aplicación
Ana Sofía González Ramírez	Paracetamol 500 mg	13:00	Enf. Carlos Alberto Reyes Gómez	Vencida	Registrar aplicación

4.6 Reportes

1. Para crear un reporte en pdf primero debe dar clic en el botón 'Reportes'.

The screenshot shows the 'Medicaciones' (Medications) section of the CREAN system. The interface includes a sidebar with navigation options: Residentes, Medicaciones (selected), Habitaciones, Signos Vitales, Actividades, Usuarios, and Respaldo BD. The main area displays a summary of medication status: 6 Total programadas, 1 Administradas, 2 Vencidas hoy, and 1 Omisiones. Below this is a table of medication records with columns: RESIDENTE, MEDICAMENTO / DOSIS, PROGRAMACIÓN, RESPONSABLE, ESTADO, and ACCIÓN. The table lists several entries for different residents, including Ana Sofía González Ramírez, Luis Ángel Torres Sánchez, José Luis Martínez García, and Juan Carlos Rodríguez Pérez. The 'Reportes' button is highlighted in a red box in the top right corner.


RESIDENTE	MEDICAMENTO / DOSIS	PROGRAMACIÓN	RESPONSABLE	ESTADO	ACCIÓN
Ana Sofía González Ramírez	Metformina 500mg	2026-04-11 09:30	Enf. Ana Pérez Castillo	Programada	Registrar
Luis Ángel Torres Sánchez	Atorvastatina 20 mg	2026-04-11 20:30	Dra. Gabriela Torres Navarro	Programada	Registrar
José Luis Martínez García	Losartán 50 mg	2026-04-10 08:00	Dr. Ricardo Sánchez Morales	Vencida	Registrar
Ana Sofía González Ramírez	Paracetamol 500 mg	2026-04-10 13:00	Enf. Carlos Alberto Reyes Gómez	Vencida	Registrar
Juan Carlos Rodríguez Pérez	Aspirina 100 mg	2026-04-09	Dr. Ricardo Sánchez Morales	Administrada	✓ Aplicada

2. Luego se debe seleccionar el residente


The screenshot shows the 'Medicaciones' section of the CREAN system with the 'Generar Reporte de Medicaciones' dialog box open. The dialog box has a 'Residente' dropdown menu with a list of residents: Todos, Ana Sofía González Ramírez, José Luis Martínez García, Juan Carlos Rodríguez Pérez, Luis Ángel Torres Sánchez, and María Fernanda López Hernández. The 'Generar Reporte' button is highlighted in a blue box. The background shows the same medication table as the previous screenshot.

RESIDENTE	MEDICAMENTO / DOSIS	PROGRAMACIÓN	RESPONSABLE	ESTADO	ACCIÓN
Ana Sofía González Ramírez	Metformina 500mg	2026-04-11 09:30	Enf. Ana Pérez Castillo	Programada	Registrar
Luis Ángel Torres Sánchez	Atorvastatina 20 mg	2026-04-11 20:30	Dra. Gabriela Torres Navarro	Programada	Registrar
José Luis Martínez García	Losartán 50 mg	2026-04-10 08:00	Dr. Ricardo Sánchez Morales	Vencida	Registrar
Ana Sofía González Ramírez	Paracetamol 500 mg	2026-04-10 13:00	Enf. Carlos Alberto Reyes Gómez	Vencida	Registrar
Juan Carlos Rodríguez Pérez	Aspirina 100 mg	2026-04-09	Dr. Ricardo Sánchez Morales	Administrada	✓ Aplicada

3. Posteriormente, se selecciona el rango de fechas para el reporte. Después se debe dar clic en 'Generar Reporte'.



4. Luego saldrá una previsualización del reporte, solo se debe dar clic en 'Imprimir PDF' y decidir donde guardarlo (se recomiendan las descargas de su PC)



5. Por último, ya puede abrir su reporte de medicaciones

Sistema de Gestión de Asilo - CREAN

Generado: 10/04/2026 20:47

Reporte de Medicaciones

Control y seguimiento de medicamentos programados

Criterios del reporte

Residente:

Todos los residentes

Periodo:

2026-04-09 → 2026-04-12

Total registros:

5

#	Residente	Dosis / Medicamento	Fecha	Horario	Enfermero / Doctor	Estado
1	Ana Sofia González Ramírez	Metformina 500mg	2026-04-11	09:30	Enf. Ana Pérez Castillo	Programada
2	Luis Ángel Torres Sánchez	Atorvastatina 20 mg	2026-04-11	20:30	Dra. Gabriela Torres Navarro	Programada
3	José Luis Martínez García	Losartán 50 mg	2026-04-10	08:00	Dr. Ricardo Sánchez Morales	Vencida
4	Ana Sofia González Ramírez	Paracetamol 500 mg	2026-04-10	13:00	Enf. Carlos Alberto Reyes Gómez	Vencida
5	Juan Carlos Rodríguez Pérez	Aspirina 100 mg	2026-04-09	07:30	Dr. Ricardo Sánchez Morales	Administrada

5

Total

1

Administradas

2

Programadas

2

Vencidas

0

Omisiones

Este reporte es generado automáticamente por el Sistema de Gestión de Asilo - CREAN. Documento confidencial — Uso interno exclusivo.

5. Módulo: Habitaciones (solo administradores)

Permite gestionar las habitaciones del asilo.

Sistema de Gestión de Asilo - CREAN

CREAN

Sistema de Gestión de Asilo

MÓDULOS

Residentes

Medicaciones

Habitaciones

Signos Vitales

Actividades

Usuarios

Respaldo BD

Administrador

Administrador

Cerrar sesión

Habitaciones

Gestión de habitaciones del asilo

TodosDobleTripleCuádruple

Nueva habitación

6

Total

2

Dobles

2

Triples

2

Cuádruples

Hab. #101

Doble

Hab. #102

Doble

Hab. #201

Triple

Hab. #202

Triple

Hab. #301

Cuádruple

Hab. #302

Cuádruple

Selecciona una habitación para ver acciones

Editar

Eliminar


Sistema de Gestión de Asilo | Página 25

5.1 Tipos de habitación


Tipo	Capacidad	Color indicador
Doble	2 residentes	Verde
Triple	3 residentes	Amarillo
Cuádruple	4 residentes	Rosa

5.2 Agregar una habitación


1. Haga clic en '+ Nueva habitación'.




2. Escriba el número o identificador de la habitación (ej. 103).



3. Seleccione el tipo: Doble, Triple o Cuádruple.




4. Haga clic en 'Guardar'.




5.3 Filtrar por tipo

Use los botones de filtro en la parte superior (Todos, Doble, Triple, Cuádruple) para ver solo el tipo que necesita.



5.4 Seleccionar, editar y eliminar

Haga clic en la tarjeta de una habitación para seleccionarla. Una vez seleccionada, los botones 'Editar' y 'Eliminar' en la barra inferior se activarán. Si desea editarla, da clic en 'Editar' actualiza el # o tipo de habitación y da clic en 'Guardar'. Si gusta eliminarla, solo da clic en 'Eliminar'.



AVISO: Si elimina una habitación, los residentes asignados a ella quedarán sin habitación. Asigne una nueva habitación a esos residentes después de eliminar.

6. Módulo: Signos Vitales

Permite registrar el monitoreo diario de cada residente.

Sistema de Gestión de Asilo - CREAM

Signos Vitales
Registro diario por residente

+ Nuevo registro Reportes

Filtrar por fecha: Desde YYYY-MM-DD Hasta YYYY-MM-DD Hoy Esta semana Este mes Limpiar

RESIDENTE	FECHA	F.C.	PRESIÓN	OXIG.	GLUCOSA	TEMP.	SUEÑO	PERSONAL
» Ana Sofía González Ramírez	2026-04-09	70 lpm	120/75	98%	105 mg/dL	36.4°C	7 h	Enf. Ana Pérez Castillo
» José Luis Martínez García	2026-04-09	72 lpm	130/85	96%	110 mg/dL	36.5°C	6 h	Enf. Carlos Alberto Reyes Gómez
» Juan Carlos Rodríguez Pérez	2026-04-09	85 lpm	140/90	95%	130 mg/dL	37.0°C	5 h	Dr. Ricardo Sánchez Morales
» Luis Ángel Torres Sánchez	2026-04-09	76 lpm	135/88	96%	115 mg/dL	36.6°C	6 h	Dra. Gabriela Torres Navarro
» María Fernanda López Hernández	2026-04-09	78 lpm	125/80	97%	140 mg/dL	36.7°C	7 h	Enf. Ana Pérez Castillo

Selecciona un registro para ver las acciones

Editar Eliminar

Cerrar sesión

04:36 p. m. 11/04/2026

6.1 Registrar signos vitales

1. Haga clic en '+ Nuevo registro'.

Sistema de Gestión de Asilo - CREAM

Signos Vitales
Registro diario por residente

+ Nuevo registro Reportes

Filtrar por fecha: Desde YYYY-MM-DD Hasta YYYY-MM-DD Hoy Esta semana Este mes Limpiar

RESIDENTE	FECHA	F.C.	PRESIÓN	OXIG.	GLUCOSA	TEMP.	SUEÑO	PERSONAL
» Ana Sofía González Ramírez	2026-04-09	70 lpm	120/75	98%	105 mg/dL	36.4°C	7 h	Enf. Ana Pérez Castillo
» José Luis Martínez García	2026-04-09	72 lpm	130/85	96%	110 mg/dL	36.5°C	6 h	Enf. Carlos Alberto Reyes Gómez
» Juan Carlos Rodríguez Pérez	2026-04-09	85 lpm	140/90	95%	130 mg/dL	37.0°C	5 h	Dr. Ricardo Sánchez Morales
» Luis Ángel Torres Sánchez	2026-04-09	76 lpm	135/88	96%	115 mg/dL	36.6°C	6 h	Dra. Gabriela Torres Navarro
» María Fernanda López Hernández	2026-04-09	78 lpm	125/80	97%	140 mg/dL	36.7°C	7 h	Enf. Ana Pérez Castillo

Selecciona un registro para ver las acciones

Editar Eliminar

Cerrar sesión

04:36 p. m. 11/04/2026

2. Seleccione el residente.

Sistema de Gestión de Asilo - CREAN

CREAN
Sistema de Gestión de Asilo

MÓDULOS

- Residentes
- Medicaciones
- Habitaciones
- Signos Vitales**
- Actividades
- Usuarios
- Respaldo BD

Administrador
Administrador

Cerrar sesión

Nuevo registro

Residente, fecha y enfermero son obligatorios

Residente *

Selecciona un residente...

- Ana Sofía González Ramírez - GORA020110MNLRMNA6
- José Luis Martínez García - MAGJ000515HNLRRS09
- Juan Carlos Rodríguez Pérez - ROPJ990302HNLRRN08
- Luis Ángel Torres Sánchez - TOSL981227HNLRRNS07
- María Fernanda López Hernández - LOHM010823MNLRRFA2

Oxigenación (%) Ej. 98

Glucosa (mg/dL) Ej. 90

Temperatura (°C) Ej. 36.5

Horas de sueño Ej. 7

Registros adicionales

Pañales usados ☐ Orinó ☐ Evacuó ☐

Cancelar Guardar

Esta semana Este mes Limpiar

GLUCOSA	TEMP.	SUEÑO	PERSONAL
105 mg/dL	36.4°C	7 h	Enf. Ana Pérez Castillo
110 mg/dL	36.5°C	6 h	Enf. Carlos Alberto Reyes Gómez
130 mg/dL	37.0°C	5 h	Dr. Ricardo Sánchez Morales
115 mg/dL	36.6°C	6 h	Dra. Gabriela Torres Navarro
140 mg/dL	36.7°C	7 h	Enf. Ana Pérez Castillo

Editar Eliminar

3. Seleccione la fecha y el enfermer@ o doctor@ que tomó los signos.

Sistema de Gestión de Asilo - CREAN

CREAN
Sistema de Gestión de Asilo

MÓDULOS

- Residentes
- Medicaciones
- Habitaciones
- Signos Vitales**
- Actividades
- Usuarios
- Respaldo BD

Administrador
Administrador

Cerrar sesión

Nuevo registro

Residente, fecha y enfermero son obligatorios

Residente *

Ana Sofía González Ramírez - GORA020110MNLRMNA6

Fecha *

2026-04-11

Enfermero / Doctor *

Selecciona

- Dr. Carlos López (doctor) - doctor
- Dr. Ricardo Sánchez Morales (doctor) - SAMR880909HNLRRC03
- Dra. Gabriela Torres Navarro (doctor) - TONG870112MNLRVGA1
- Enf. Ana Pérez Castillo (enfermero) - PECA950321MNLRRNS07
- Enf. Carlos Alberto Reyes Gómez (enfermero) - REGC920714HNLRLML05
- Enf. María García (enfermero) - enfermero

Frecuencia cardíaca (tpm) Ej. 72

Oxigenación (%) Ej. 98

Temperatura (°C) Ej. 36.5

Horas de sueño Ej. 7

Registros adicionales

Pañales usados ☐ Orinó ☐ Evacuó ☐

Cancelar Guardar

Esta semana Este mes Limpiar

GLUCOSA	TEMP.	SUEÑO	PERSONAL
105 mg/dL	36.4°C	7 h	Enf. Ana Pérez Castillo
110 mg/dL	36.5°C	6 h	Enf. Carlos Alberto Reyes Gómez
			Dr. Ricardo Sánchez Morales
			Dra. Gabriela Torres Navarro
			Enf. Ana Pérez Castillo

Editar Eliminar

4. Ingrese los valores del turno:

- Frecuencia cardíaca (latidos por minuto).
- Presión arterial (ej. 120/80).
- Oxigenación (porcentaje).
- Glucosa (mg/dL).
- Temperatura (°C).
- Horas de sueño
- Pañales usados (número).
- Indicadores si Orinó / Evacuó (Sí / No).
- Observaciones.

Sistema de Gestión de Asilo - CREAN

Nuevo registro

Residente, fecha y enfermero son obligatorios

Frecuencia cardíaca (lpm): Ej. 72

Presión arterial (mmHg): Ej. 120/80

Oxigenación (%): Ej. 98

Glucosa (mg/dL): Ej. 90

Temperatura (°C): Ej. 36.5

Horas de sueño: Ej. 7

Registros adicionales

Pañales usados: 0

Orinó ☐ Evacuó ☐

Observaciones

Cancelar Guardar

GLUCOSA	TEMP.	SUEÑO	PERSONAL
105 mg/dL	36.4°C	7 h	Enf. Ana Pérez Castillo
110 mg/dL	36.5°C	6 h	Enf. Carlos Alberto Reyes Gómez
130 mg/dL	37.0°C	5 h	Dr. Ricardo Sánchez Morales
115 mg/dL	36.6°C	6 h	Dra. Gabriela Torres Navarro
140 mg/dL	36.7°C	7 h	Enf. Ana Pérez Castillo

5. Haga clic en 'Guardar'.

Sistema de Gestión de Asilo - CREAN

Nuevo registro

Residente, fecha y enfermero son obligatorios

Frecuencia cardíaca (lpm): 72

Presión arterial (mmHg): 120/80

Oxigenación (%): 98

Glucosa (mg/dL): 90

Temperatura (°C): 36

Horas de sueño: 7

Registros adicionales

Pañales usados: 1

Orinó ☒ Evacuó ☐

Observaciones

El paciente tiene signos saludables

Cancelar Guardar

GLUCOSA	TEMP.	SUEÑO	PERSONAL
105 mg/dL	36.4°C	7 h	Enf. Ana Pérez Castillo
110 mg/dL	36.5°C	6 h	Enf. Carlos Alberto Reyes Gómez
130 mg/dL	37.0°C	5 h	Dr. Ricardo Sánchez Morales
115 mg/dL	36.6°C	6 h	Dra. Gabriela Torres Navarro
140 mg/dL	36.7°C	7 h	Enf. Ana Pérez Castillo

6.2 Ver Detalles

Seleccione un registro y haga clic en el símbolo de triángulo para para consultar signos completos.

Sistema de Gestión de Asilo - CREAN

Signos Vitales
Registro diario por residente

+ Nuevo registro Reportes

Filtrar por fecha: Desde YYYY-MM-DD ▶ Hasta YYYY-MM-DD ▶ Hoy Esta semana Este mes Limpiar

RESIDENTE	FECHA	F.C.	PRESIÓN	OXIG.	GLUCOSA	TEMP.	SUEÑO	PERSONAL
▼ Ana Sofía González Ramírez	2026-04-11	72 lpm	120/80	98%	90 mg/dL	36.0°C	7 h	Dr. Ricardo Sánchez Morales
Pañales: 1 · Orinó: Si · Evacuó: No · Obs: El paciente tiene signos saludables								
▶ Ana Sofía González Ramírez	2026-04-09	70 lpm	120/75	98%	105 mg/dL	36.4°C	7 h	Enf. Ana Pérez Castillo
▶ José Luis Martínez García	2026-04-09	72 lpm	130/85	96%	110 mg/dL	36.5°C	6 h	Enf. Carlos Alberto Reyes Gómez
▶ Juan Carlos Rodríguez Pérez	2026-04-09	85 lpm	140/90	95%	130 mg/dL	37.0°C	5 h	Dr. Ricardo Sánchez Morales
▶ Luis Ángel Torres Sánchez	2026-04-09	76 lpm	135/88	96%	115 mg/dL	36.6°C	6 h	Dra. Gabriela Torres Navarro
▶ María Fernanda López Hernández	2026-04-09	78 lpm	125/80	97%	140 mg/dL	36.7°C	7 h	Enf. Ana Pérez Castillo

Registro ID 10 seleccionado

Editar Eliminar

Cerrar sesión

Administrador

6.3 Filtros

Se tienen filtros manuales, así como filtros directos (Hoy, Esta Semana, Este Mes)

Sistema de Gestión de Asilo - CREAN

Signos Vitales
Registro diario por residente

+ Nuevo registro Reportes

Filtrar por fecha: Desde YYYY-MM-DD ▶ Hasta YYYY-MM-DD ▶ Hoy Esta semana Este mes Limpiar

RESIDENTE	FECHA	F.C.	PRESIÓN	OXIG.	GLUCOSA	TEMP.	SUEÑO	PERSONAL
▶ Ana Sofía González Ramírez	2026-04-11	72 lpm	120/80	98%	90 mg/dL	36.0°C	7 h	Dr. Ricardo Sánchez Morales
▶ Ana Sofía González Ramírez	2026-04-09	70 lpm	120/75	98%	105 mg/dL	36.4°C	7 h	Enf. Ana Pérez Castillo
▶ José Luis Martínez García	2026-04-09	72 lpm	130/85	96%	110 mg/dL	36.5°C	6 h	Enf. Carlos Alberto Reyes Gómez
▶ Juan Carlos Rodríguez Pérez	2026-04-09	85 lpm	140/90	95%	130 mg/dL	37.0°C	5 h	Dr. Ricardo Sánchez Morales
▶ Luis Ángel Torres Sánchez	2026-04-09	76 lpm	135/88	96%	115 mg/dL	36.6°C	6 h	Dra. Gabriela Torres Navarro
▶ María Fernanda López Hernández	2026-04-09	78 lpm	125/80	97%	140 mg/dL	36.7°C	7 h	Enf. Ana Pérez Castillo

Selecciona un registro para ver las acciones

Editar Eliminar

Cerrar sesión

Administrador

6.3.1 Filtro manual

Solo se debe seleccionar el intervalo de fechas y automáticamente saldrán los signos vitales registrados en esas fechas.

The screenshot shows the 'Signos Vitales' interface. The 'Filtrar por fecha' (Filter by date) section is highlighted with a red box, showing 'Desde' (From) 2026-04-10 and 'Hasta' (To) 2026-04-12. The table below displays vital signs for Ana Sofía González Ramírez on 2026-04-11.

RESIDENTE	FECHA	F.C.	PRESIÓN	OXIG.	GLUCOSA	TEMP.	SUEÑO	PERSONAL
> Ana Sofía González Ramírez	2026-04-11	72 bpm	120/80	98%	90 mg/dL	36.0°C	7 h	Dr. Ricardo Sánchez Morales

6.3.2 Filtros directos

Se debe seleccionar un filtro directo (Hoy, Esta Semana, Este Mes) y automáticamente se seleccionará la fecha, mostrando los signos vitales registrados en esas fechas.

The screenshot shows the 'Signos Vitales' interface. The 'Filtrar por fecha' (Filter by date) section is highlighted with a red box, showing 'Desde' (From) 2026-04-01 and 'Hasta' (To) 2026-04-11. The 'Este mes' (This month) button is also highlighted with a red box. The table below displays vital signs for multiple residents on 2026-04-09.

RESIDENTE	FECHA	F.C.	PRESIÓN	OXIG.	GLUCOSA	TEMP.	SUEÑO	PERSONAL
> Ana Sofía González Ramírez	2026-04-11	72 bpm	120/80	98%	90 mg/dL	36.0°C	7 h	Dr. Ricardo Sánchez Morales
> Ana Sofía González Ramírez	2026-04-09	70 bpm	120/75	98%	105 mg/dL	36.4°C	7 h	Enf. Ana Pérez Castillo
> José Luis Martínez García	2026-04-09	72 bpm	130/85	96%	110 mg/dL	36.5°C	6 h	Enf. Carlos Alberto Reyes Gómez
> Juan Carlos Rodríguez Pérez	2026-04-09	85 bpm	140/90	95%	130 mg/dL	37.0°C	5 h	Dr. Ricardo Sánchez Morales
> Luis Ángel Torres Sánchez	2026-04-09	76 bpm	135/88	96%	115 mg/dL	36.6°C	6 h	Dra. Gabriela Torres Navarro
> María Fernanda López Hernández	2026-04-09	78 bpm	125/80	97%	140 mg/dL	36.7°C	7 h	Enf. Ana Pérez Castillo

Para deshacer los filtros se debe hacer clic en el botón 'Limpiar'.

Sistema de Gestión de Asilo - CREAN

Signos Vitales
Registro diario por residente

Filtrar por fecha: Desde 2026-04-01 Hasta 2026-04-11 Hoy Esta semana Este mes **Limpiar**

RESIDENTE	FECHA	F.C.	PRESIÓN	OXIG.	GLUCOSA	TEMP.	SUEÑO	PERSONAL
▶ Ana Sofía González Ramírez	2026-04-11	72 lpm	120/80	98%	90 mg/dL	36.0°C	7 h	Dr. Ricardo Sánchez Morales
▶ Ana Sofía González Ramírez	2026-04-09	70 lpm	120/75	98%	105 mg/dL	36.4°C	7 h	Enf. Ana Pérez Castillo
▶ José Luis Martínez García	2026-04-09	72 lpm	130/85	96%	110 mg/dL	36.5°C	6 h	Enf. Carlos Alberto Reyes Gómez
▶ Juan Carlos Rodríguez Pérez	2026-04-09	85 lpm	140/90	95%	130 mg/dL	37.0°C	5 h	Dr. Ricardo Sánchez Morales
▶ Luis Ángel Torres Sánchez	2026-04-09	76 lpm	135/88	96%	115 mg/dL	36.6°C	6 h	Dra. Gabriela Torres Navarro
▶ María Fernanda López Hernández	2026-04-09	78 lpm	125/80	97%	140 mg/dL	36.7°C	7 h	Enf. Ana Pérez Castillo

Selecciona un registro para ver las acciones

Editar Eliminar

Cerrar sesión

6.4 Barra de búsqueda

Para buscar un registro más rápido se puede ingresar el nombre del residente en la barra de búsqueda y automáticamente se mostrarán todos los registros con su nombre.

Sistema de Gestión de Asilo - CREAN

Signos Vitales
Registro diario por residente

Filtrar por fecha: Desde Hasta Hoy Esta semana Este mes **Limpiar**

Barra de búsqueda: Ana Sofía

RESIDENTE	FECHA	F.C.	PRESIÓN	OXIG.	GLUCOSA	TEMP.	SUEÑO	PERSONAL
▶ Ana Sofía González Ramírez	2026-04-11	72 lpm	120/80	98%	90 mg/dL	36.0°C	7 h	Dr. Ricardo Sánchez Morales
▶ Ana Sofía González Ramírez	2026-04-09	70 lpm	120/75	98%	105 mg/dL	36.4°C	7 h	Enf. Ana Pérez Castillo

Selecciona un registro para ver las acciones

Editar Eliminar

Cerrar sesión

6.5 Editar y Eliminar

Al seleccionar un registro se habilitan los botones 'Editar' y 'Eliminar'.

Sistema de Gestión de Asilo - CREAN

Signos Vitales
Registro diario por residente

Filtrar por fecha: Desde [] Hasta [] Hoy Esta semana Este mes Limpiar

RESIDENTE	FECHA	F.C.	PRESIÓN	OXIG.	GLUCOSA	TEMP.	SUEÑO	PERSONAL
Ana Sofía González Ramírez	2026-04-11	72 lpm	120/80	98%	90 mg/dL	36.0°C	7 h	Dr. Ricardo Sánchez Morales
Pañales: 1 · Orinó: Sí · Evacuó: No · Obs: El paciente tiene signos saludables								
Ana Sofía González Ramírez	2026-04-09	70 lpm	120/75	98%	105 mg/dL	36.4°C	7 h	Enf. Ana Pérez Castillo
José Luis Martínez García	2026-04-09	72 lpm	130/85	96%	110 mg/dL	36.5°C	6 h	Enf. Carlos Alberto Reyes Gómez
Juan Carlos Rodríguez Pérez	2026-04-09	85 lpm	140/90	95%	130 mg/dL	37.0°C	5 h	Dr. Ricardo Sánchez Morales
Luis Ángel Torres Sánchez	2026-04-09	76 lpm	135/88	96%	115 mg/dL	36.6°C	6 h	Dra. Gabriela Torres Navarro
María Fernanda López Hernández	2026-04-09	78 lpm	125/80	97%	140 mg/dL	36.7°C	7 h	Enf. Ana Pérez Castillo

Registro ID 10 seleccionado

Editar **Eliminar**

Si se desea editar algún dato del registro se hace clic en 'Editar', se abrirá el formulario de editar registro, se cambia el dato que se necesite y se da clic en 'Guardar'.

Sistema de Gestión de Asilo - CREAN

Editar registro
Residente, fecha y enfermero son obligatorios.

Residente *
Ana Sofía González Ramírez - GORA020110MNLRMNA6

Fecha *
2026-04-11

Enfermero / Doctor *
Dr. Ricardo Sánchez Moral

Frecuencia cardiaca (lpm)
72

Presión arterial (mmHg)
120/80

Oxigenación (%)
98

Glucosa (mg/dL)
90


Temperatura (°C)
36.0

Horas de sueño
7

Registros adicionales
Pañales usados
☒ Orinó ☐ Evacuó


Cancelar **Guardar**

Si se desea eliminar el registro se hace clic en 'Eliminar', se abrirá una ventana para confirmar, si se está seguro se da clic en 'Sí, eliminar', de lo contrario en 'Cancelar'



6.5 Reportes de signos vitales

1. El primer paso es dar clic en el botón 'Reportes'.



2. Seleccione el residente del que desea generar el reporte o la opción 'Todos'

Sistema de Gestión de Asilo - CREAN

CREAN
Sistema de Gestión de Asilo

MÓDULOS

- Residentes
- Medicaciones
- Habitaciones
- Signos Vitales**
- Actividades
- Usuarios
- Respaldo BD

Administrador
Administrador

Cerrar sesión

Signos Vitales
Registro diario por residente

+ Nuevo registro Reportes

Hoy Esta semana Este mes Limpiar

Generar Reporte de Signos Vitales
Filtros y exporta signos vitales

Generar Reporte
Filtros y exporta signos vitales

Residente

Todos

Todos
Ana Sofía González Ramírez
José Luis Martínez García
Juan Carlos Rodríguez Pérez
Luis Ángel Torres Sánchez
María Fernanda López Hernández

Cancelar Generar Reporte

Registro ID 10 seleccionado

Editar Eliminar

OXIG.	GLUCOSA	TEMP.	SUEÑO	PERSONAL
98%	105 mg/dL	36.4°C	7 h	Enf. Ana Pérez Castillo
96%	110 mg/dL	36.5°C	6 h	Enf. Carlos Alberto Reyes Gómez
95%	130 mg/dL	37.0°C	5 h	Dr. Ricardo Sánchez Morales
96%	115 mg/dL	36.6°C	6 h	Dra. Gabriela Torres Navarro
97%	140 mg/dL	36.7°C	7 h	Enf. Ana Pérez Castillo

05:12 p. m.
11/04/2026

3. Seleccione la fecha de inicio y fecha de fin

Sistema de Gestión de Asilo - CREAN

CREAN
Sistema de Gestión de Asilo

MÓDULOS

- Residentes
- Medicaciones
- Habitaciones
- Signos Vitales**
- Actividades
- Usuarios
- Respaldo BD

Administrador
Administrador

Cerrar sesión

Signos Vitales
Registro diario por residente

+ Nuevo registro Reportes

Hoy Esta semana Este mes Limpiar

Generar Reporte de Signos Vitales
Filtros y exporta signos vitales

Generar Reporte
Filtros y exporta signos vitales

Residente

Todos

Fecha inicio Fecha fin

2026-04-09 2026-04-09

Incluir todos los registros de signos vitales en el rango seleccionado.

Cancelar Generar Reporte

Registro ID 10 seleccionado

Editar Eliminar

OXIG.	GLUCOSA	TEMP.	SUEÑO	PERSONAL
98%	105 mg/dL	36.4°C	7 h	Enf. Ana Pérez Castillo
96%	110 mg/dL	36.5°C	6 h	Enf. Carlos Alberto Reyes Gómez
95%	130 mg/dL	37.0°C	5 h	Dr. Ricardo Sánchez Morales
96%	115 mg/dL	36.6°C	6 h	Dra. Gabriela Torres Navarro
97%	140 mg/dL	36.7°C	7 h	Enf. Ana Pérez Castillo

05:14 p. m.
11/04/2026

4. De clic en el botón 'Generar Reporte'.

Signos Vitales
Registro diario por residente

Generar Reporte de Signos Vitales
Filtros y exporta signos vitales

Residente: Todos

Fecha inicio: 2026-04-09 Fecha fin: 2026-04-09

Incluirá todos los registros de signos vitales en el rango seleccionado.

Cancelar Generar Reporte

OXIG.	GLUCOSA	TEMP.	SUEÑO	PERSONAL
98%	105 mg/dL	36.4°C	7 h	Enf. Ana Pérez Castillo
96%	110 mg/dL	36.5°C	6 h	Enf. Carlos Alberto Reyes Gómez
95%	130 mg/dL	37.0°C	5 h	Dr. Ricardo Sánchez Morales
96%	115 mg/dL	36.6°C	6 h	Dra. Gabriela Torres Navarro
97%	140 mg/dL	36.7°C	7 h	Enf. Ana Pérez Castillo

5. Luego se mostrará una previsualización de los datos del reporte, si está seguro de ese rango de fechas, se da clic en 'Imprimir PDF', sino en 'Cerrar'.

Reporte de Signos Vitales

Sistema de Gestión de Asilo - CREAN

Residente: Todos

Periodo: 2026-04-09 → 2026-04-09 | Total: 5 registros

Residente	Fecha	F.C.	Presión	Oxig.	Glucosa	Temp.	Sueño	Enfermero
Ana Sofía González Ramírez	2026-04-09	70	120/75	98	105	36.4	7	Enf. Ana Pérez Castillo
José Luis Martínez García	2026-04-09	72	130/85	96	110	36.5	6	Enf. Carlos Alberto Reyes Gómez
Juan Carlos Rodríguez Pérez	2026-04-09	85	140/90	95	130	37.0	5	Dr. Ricardo Sánchez Morales
Luis Ángel Torres Sánchez	2026-04-09	76	135/88	96	115	36.6	6	Dra. Gabriela Torres Navarro
María Fernanda López Hernández	2026-04-09	78	125/80	97	140	36.7	7	Enf. Ana Pérez Castillo

Cerrar Imprimir PDF

6. Después de escoger donde guardar el reporte en la PC. Se puede abrir el archivo .pdf.

Sistema de Gestión de Asilo - CREAN

Generado: 11/04/2026 17:16

Reporte de Signos Vitales

Registro y seguimiento de constantes vitales por residente

Criterios del reporte

Residente: Todos los residentes

Periodo: 2026-04-09 → 2026-04-09

Total registros: 5

#	Residente	Fecha	F.C. (lpm)	Presión (mmHg)	Oxig. (%)	Glucosa (mg/dL)	Temp. (°C)	Sueño (h)	Pañales	Orinó	Evacuó	Enfermero / Doctor
1	Ana Sofía González Ramírez	2026-04-09	70	120/75	98	105	36.4	7	0	✓	✓	Enf. Ana Pérez Castillo
2	José Luis Martínez García	2026-04-09	72	130/85	96	110	36.5	6	1	✓	—	Enf. Carlos Alberto Reyes Gómez
3	Juan Carlos Rodríguez Pérez	2026-04-09	85	140/90	95	130	37.0	5	2	✓	—	Dr. Ricardo Sánchez Morales
4	Luis Ángel Torres Sánchez	2026-04-09	76	135/88	96	115	36.6	6	1	✓	✓	Dra. Gabriela Torres Navarro
5	María Fernanda López Hernández	2026-04-09	78	125/80	97	140	36.7	7	0	✓	✓	Enf. Ana Pérez Castillo

5

Total registros

5

Residentes

1

Días con registro

Reporte generado automáticamente por el Sistema de Gestión de Asilo - CREAN. Documento confidencial — Uso interno exclusivo.



7. Módulo: Actividades

Gestiona las actividades del asilo y registra la participación de los residentes en cada una.

Sistema de Gestión de Asilo - CREAM

Actividades
Gestión de actividades fijas y programadas

+ Nueva actividad

5 Total actividades

2 Fijas

3 Opcionales

NOMBRE	TIPO	FECHA	HORA	ESTADO	ACCIÓN
Toma de signos vitales y control de medicamentos	Fija	Diario	07:00	Fija	Marcar como hecho
Ejercicios de movilidad suave	Fija	Diario	09:00	Fija	Marcar como hecho
Terapia ocupacional (manualidades)	Opcional	2026-04-12	09:00	Pendiente	Marcar como hecho
Sesión recreativa	Opcional	2026-04-12	11:00	Pendiente	Marcar como hecho
Juegos de mesa	Opcional	2026-04-09	10:15	Atrasado	Marcar como hecho

Selecciona una actividad para ver las acciones

Editar Eliminar

Cerrar sesión

7.1 Tipos de actividad

- **Actividad fija:** se repite regularmente (ej. terapia ocupacional). Se marca como 'Fija' al crearla.
- **Actividad opcional:** ocurre en una fecha y hora específica y es opcional.

7.2 Crear una actividad

1. Haga clic en '+ Nueva actividad'.

Sistema de Gestión de Asilo - CREAM

Actividades
Gestión de actividades fijas y programadas

+ Nueva actividad

5 Total actividades

2 Fijas

3 Opcionales


NOMBRE	TIPO	FECHA	HORA	ESTADO	ACCIÓN
Toma de signos vitales y control de medicamentos	Fija	Diario	07:00	Fija	Marcar como hecho
Ejercicios de movilidad suave	Fija	Diario	09:00	Fija	Marcar como hecho
Terapia ocupacional (manualidades)	Opcional	2026-04-12	09:00	Pendiente	Marcar como hecho
Sesión recreativa	Opcional	2026-04-12	11:00	Pendiente	Marcar como hecho
Juegos de mesa	Opcional	2026-04-09	10:15	Atrasado	Marcar como hecho

Selecciona una actividad para ver las acciones


Editar Eliminar

Cerrar sesión


2. Escriba el nombre de la actividad.




3. Seleccione si es fija u opcional.




4. Seleccione la fecha de la actividad. (Solo si es una actividad opcional)



5. Seleccione la hora de la actividad. (Aplica para actividades fijas y opcionales)




6. Haga clic en el botón 'Guardar'.



7.3 Barra de búsqueda

En la barra de búsqueda se puede escribir el nombre de una actividad para poder encontrarla más rápido.



7.4 Marcar como hecho

Al seleccionar una actividad se habilita el botón 'Marcar como hecho', al darle clic a este botón, el estado de la actividad cambiará de pendiente a hecho.

Sistema de Gestión de Asilo - CREAN

CREAN
Sistema de Gestión de Asilo

MÓDULOS

- Residentes
- Medicaciones
- Habitaciones
- Signos Vitales
- Actividades**
- Usuarios
- Respaldo BD

Administrador
Administrador

Cerrar sesión

Actividades
Gestión de actividades fijas y programadas

+ Nueva actividad

6 Total actividades

2 Fijas

4 Opcionales

NOMBRE	TIPO	FECHA	HORA	ESTADO	ACCIÓN
Toma de signos vitales y control de medicamentos	Fija	Diario	07:00	Fija	Marcar como hecho
Ejercicios de movilidad suave	Fija	Diario	09:00	Fija	Marcar como hecho
Terapia ocupacional (manualidades)	Opcional	2026-04-12	09:00	Pendiente	Marcar como hecho
Juegos de mesa	Opcional	2026-04-12	09:15	Pendiente	Marcar como hecho
Sesión recreativa	Opcional	2026-04-12	11:00	Pendiente	Marcar como hecho
Juegos de mesa	Opcional	2026-04-09	10:15	Atrasado	Marcar como hecho

Actividad ID 4 seleccionada

Editar Eliminar

08:08 p. m.
11/04/2026

Sistema de Gestión de Asilo - CREAN

CREAN
Sistema de Gestión de Asilo

MÓDULOS

- Residentes
- Medicaciones
- Habitaciones
- Signos Vitales
- Actividades**
- Usuarios
- Respaldo BD

Administrador
Administrador

Cerrar sesión

Actividades
Gestión de actividades fijas y programadas

+ Nueva actividad

6 Total actividades

2 Fijas

4 Opcionales

NOMBRE	TIPO	FECHA	HORA	ESTADO	ACCIÓN
Toma de signos vitales y control de medicamentos	Fija	Diario	07:00	Fija	Marcar como hecho
Ejercicios de movilidad suave	Fija	Diario	09:00	Fija	Marcar como hecho
Terapia ocupacional (manualidades)	Opcional	2026-04-12	09:00	Hecho	Completada
Juegos de mesa	Opcional	2026-04-12	09:15	Pendiente	Marcar como hecho
Sesión recreativa	Opcional	2026-04-12	11:00	Pendiente	Marcar como hecho
Juegos de mesa	Opcional	2026-04-09	10:15	Atrasado	Marcar como hecho

Actividad ID 4 seleccionada

Editar Eliminar

08:10 p. m.
11/04/2026

7.4 Editar y eliminar actividades

Al seleccionar una actividad se habilitan los botones 'Editar' y 'Eliminar'.

Sistema de Gestión de Asilo - CREAN

Actividades
Gestión de actividades fijas y programadas

+ Nueva actividad

6 Total actividades

2 Fijas

4 Opcionales

NOMBRE	TIPO	FECHA	HORA	ESTADO	ACCIÓN
Toma de signos vitales y control de medicamentos	Fija	Diario	07:00	Fija	Marcar como hecho
Ejercicios de movilidad suave	Fija	Diario	09:00	Fija	Marcar como hecho
Terapia ocupacional (manualidades)	Opcional	2026-04-12	09:00	Hecho	Completada
Juegos de mesa	Opcional	2026-04-12	09:15	Pendiente	Marcar como hecho
Sesión recreativa	Opcional	2026-04-12	11:00	Pendiente	Marcar como hecho
Juegos de mesa	Opcional	2026-04-09	10:15	Atrasado	Marcar como hecho

Actividad ID 10 seleccionada

Editar Eliminar

Cerrar sesión

Administrador

Si se desea editar la actividad se debe dar clic en el botón 'Editar', se cambia el dato que se necesite (en este caso la hora) y se da clic en el botón 'Guardar'.

Sistema de Gestión de Asilo - CREAN

Actividades
Gestión de actividades fijas y programadas

+ Nueva actividad

4 Opcionales

NOMBRE	TIPO	FECHA	HORA	ESTADO	ACCIÓN
Toma de signos vitales y control de medicamentos	Fija	Diario	07:00	Fija	Marcar como hecho
Ejercicios de movilidad suave	Fija	Diario	09:00	Fija	Marcar como hecho
Terapia ocupacional (manualidades)	Opcional	2026-04-12	09:00	Hecho	Completada
Juegos de mesa	Opcional	2026-04-12	09:15	Pendiente	Marcar como hecho
Sesión recreativa	Opcional	2026-04-12	11:00	Pendiente	Marcar como hecho
Juegos de mesa	Opcional	2026-04-09	10:15	Atrasado	Marcar como hecho

Editar actividad

Completar los datos de la actividad

Nombre de la actividad

Juegos de mesa

Tipo

Opcional

Fecha

2026-04-12

Horario

09 : 30


Cancelar Guardar

Editar Eliminar

Cerrar sesión

Administrador

Por el contrario, si se desea eliminar la actividad se debe dar clic en el botón 'Eliminar'. Se le preguntará si desea eliminar la actividad, si está seguro de clic en 'Sí, eliminar', de lo contrario de clic en 'Cancelar'.



8. Módulo: Usuarios (solo para administradores)

Solo el Administrador puede acceder a este módulo. Permite gestionar las cuentas del personal del sistema.

Sistema de Gestión de Asilo - CREAN

CREAN
Sistema de Gestión de Asilo

MÓDULOS

- Residentes
- Medicaciones
- Habitaciones
- Signos Vitales
- Actividades
- Usuarios**
- Respaldo BD

Administrador
Administrador

Cerrar sesión

Gestión de Usuarios Solo administradores

+ Nuevo usuario

Usuario	Nombre	Rol	Estado	Acciones
A	admin	Administrador	Activo	Editar Password Desactivar Eliminar
EM	enfermero	Enf. María García	Activo	Editar Password Desactivar Eliminar
DC	doctor	Dr. Carlos López	Activo	Editar Password Desactivar Eliminar
EC	REGC920714HNLRL05	Enf. Carlos Alberto Reyes Gómez	Activo	Editar Password Desactivar Eliminar
EA	PECA950321MNLRS07	Enf. Ana Pérez Castillo	Activo	Editar Password Desactivar Eliminar
DR	SAMR880909HNLRR03	Dr. Ricardo Sánchez Morales	Activo	Editar Password Desactivar Eliminar
DG	TONG870112MNLRVGA1	Dra. Gabriela Torres Navarro	Activo	Editar Password Desactivar Eliminar

08:19 p. m.
11/04/2026

8.1 Crear un usuario

1. Haga clic en '+ Nuevo usuario'.

Sistema de Gestión de Asilo - CREAN

CREAN
Sistema de Gestión de Asilo

MÓDULOS

- Residentes
- Medicaciones
- Habitaciones
- Signos Vitales
- Actividades
- Usuarios**
- Respaldo BD

Administrador
Administrador

Cerrar sesión

Gestión de Usuarios Solo administradores

+ Nuevo usuario

Usuario	Nombre	Rol	Estado	Acciones
A	admin	Administrador	Activo	Editar Password Desactivar Eliminar
EM	enfermero	Enf. María García	Activo	Editar Password Desactivar Eliminar
DC	doctor	Dr. Carlos López	Activo	Editar Password Desactivar Eliminar
EC	REGC920714HNLRL05	Enf. Carlos Alberto Reyes Gómez	Activo	Editar Password Desactivar Eliminar
EA	PECA950321MNLRS07	Enf. Ana Pérez Castillo	Activo	Editar Password Desactivar Eliminar
DR	SAMR880909HNLRR03	Dr. Ricardo Sánchez Morales	Activo	Editar Password Desactivar Eliminar
DG	TONG870112MNLRVGA1	Dra. Gabriela Torres Navarro	Activo	Editar Password Desactivar Eliminar

08:19 p. m.
11/04/2026

2. Ingrese el nombre, curp, teléfono, contraseña y rol del usuario.

Sistema de Gestión de Asilo - CREAN

CREAN
Sistema de Gestión de Asilo

MÓDULOS

- Residentes
- Medicaciones
- Habitaciones
- Signos Vitales
- Actividades
- Usuarios**
- Respaldo BD

Administrador
Administrador

Cerrar sesión

Gestión de Usuarios Solo administradores

+ Nuevo usuario

+ Nuevo Usuario
Completa los datos del nuevo usuario

Nombre completo: Dr. Juan Perez Gonzalez

Usuario (CURP): PEGJ800101HDFRZN09

Teléfono: 8110203040

Contraseña: ...

Rol: enfermero

Cancelar Crear usuario

Acciones

Editar	Password	Desactivar	Eliminar
Editar	Password	Desactivar	Eliminar
Editar	Password	Desactivar	Eliminar
Editar	Password	Desactivar	Eliminar
Editar	Password	Desactivar	Eliminar
Editar	Password	Desactivar	Eliminar
Editar	Password	Desactivar	Eliminar
Editar	Password	Desactivar	Eliminar

08:22 p. m.
11/04/2026

3. Haga clic en el botón 'Guardar usuario'.

Sistema de Gestión de Asilo - CREAN

CREAN
Sistema de Gestión de Asilo

MÓDULOS

- Residentes
- Medicaciones
- Habitaciones
- Signos Vitales
- Actividades
- Usuarios**
- Respaldo BD

Administrador
Administrador

Cerrar sesión

Gestión de Usuarios Solo administradores

+ Nuevo usuario

+ Nuevo Usuario
Completa los datos del nuevo usuario

Nombre completo: Dr. Juan Perez Gonzalez

Usuario (CURP): PEGJ800101HDFRZN09

Teléfono: 8110203040

Contraseña: ...

Rol: enfermero

Cancelar Crear usuario

Acciones

Editar	Password	Desactivar	Eliminar
Editar	Password	Desactivar	Eliminar
Editar	Password	Desactivar	Eliminar
Editar	Password	Desactivar	Eliminar
Editar	Password	Desactivar	Eliminar
Editar	Password	Desactivar	Eliminar
Editar	Password	Desactivar	Eliminar
Editar	Password	Desactivar	Eliminar

08:22 p. m.
11/04/2026

8.2 Editar usuario

1. Debe dar clic en el botón 'Editar' en la fila donde este el usuario que desea editar.

Sistema de Gestión de Asilo - CREAN

CREAN
Sistema de Gestión de Asilo

MÓDULOS

- Residentes
- Medicaciones
- Habitaciones
- Signos Vitales
- Actividades
- Usuarios**
- Respaldo BD

Administrador
Administrador

Cerrar sesión

Gestión de Usuarios Solo administradores

+ Nuevo usuario

Usuario	Nombre	Rol	Estado	Acciones
admin	Administrador	Admin	Activo	Editar Password Desactivar Eliminar
enfermero	Enf. María García	Enfermero	Activo	Editar Password Desactivar Eliminar
doctor	Dr. Carlos López	Doctor	Activo	Editar Password Desactivar Eliminar
REGC920714HNLRLM05	Enf. Carlos Alberto Reyes Gómez	Enfermero	Activo	Editar Password Desactivar Eliminar
PECA950321MNLRS07	Enf. Ana Pérez Castillo	Enfermero	Activo	Editar Password Desactivar Eliminar
SAMR880909HNLRR03	Dr. Ricardo Sánchez Morales	Doctor	Activo	Editar Password Desactivar Eliminar
TONG870112MNLRVGA1	Dra. Gabriela Torres Navarro	Doctor	Activo	Editar Password Desactivar Eliminar
PEGJ800101HDFRZN09	Dr. Juan Perez Gonzalez	Enfermero	Activo	Editar Password Desactivar Eliminar

2. Cambie el dato que necesite (en este caso el teléfono) y luego de clic en 'Guardar cambios'

Sistema de Gestión de Asilo - CREAN

CREAN
Sistema de Gestión de Asilo

MÓDULOS

- Residentes
- Medicaciones
- Habitaciones
- Signos Vitales
- Actividades
- Usuarios**
- Respaldo BD

Administrador
Administrador

Cerrar sesión

Gestión de Usuarios Solo administradores

+ Nuevo usuario

Editar Usuario
Editando: PEGJ800101HDFRZN09

Nombre completo: Dr. Juan Perez Gonzalez

Usuario (CURP): PEGJ800101HDFRZN09


Teléfono: 8110203045

Rol: enfermero


Cancelar Guardar cambios

8.3 Cambiar contraseña

1. Primero debe dar clic en el botón 'Password' en la fila donde está el usuario, al cual desea cambiarle la contraseña.



2. Debe ingresar la nueva contraseña y luego dar clic en el botón 'Guardar'.



8.4 Activar / desactivar un usuario

Haga clic en 'Activar' o 'Desactivar' en la fila donde está el usuario que desea activar o desactivar. Un usuario desactivado no puede iniciar sesión, pero sus registros se conservan en el sistema.

The screenshot shows the 'Gestión de Usuarios' interface in the CREAN system. The interface includes a sidebar with modules like Residentes, Medicaciones, Habitaciones, Signos Vitales, Actividades, Usuarios (selected), and Respaldo BD. The main area displays a table of users with columns for Usuario, Nombre, Rol, Estado, and Acciones. The user 'PEGJ800101HDFRZN09' is highlighted, and the 'Desactivar' button in the Acciones column is circled in red.

Usuario	Nombre	Rol	Estado	Acciones
admin	Administrador	Admin	Activo	Editar Password Desactivar Eliminar
enfermero	Enf. María García	Enfermero	Activo	Editar Password Desactivar Eliminar
doctor	Dr. Carlos López	Doctor	Activo	Editar Password Desactivar Eliminar
REGC920714HNLRLM05	Enf. Carlos Alberto Reyes Gómez	Enfermero	Activo	Editar Password Desactivar Eliminar
PECA950321MNLRS07	Enf. Ana Pérez Castillo	Enfermero	Activo	Editar Password Desactivar Eliminar
SAMR880909HNLRR03	Dr. Ricardo Sánchez Morales	Doctor	Activo	Editar Password Desactivar Eliminar
TONG870112MNLRVGA1	Dra. Gabriela Torres Navarro	Doctor	Activo	Editar Password Desactivar Eliminar
PEGJ800101HDFRZN09	Dr. Juan Perez Gonzalez	Enfermero	Activo	Editar Password Desactivar Eliminar


8.5 Eliminar un usuario

1. Haga clic en el botón 'Eliminar' en la fila donde está el usuario que desea eliminar.

The screenshot shows the 'Gestión de Usuarios' interface in the CREAN system. The interface includes a sidebar with modules like Residentes, Medicaciones, Habitaciones, Signos Vitales, Actividades, Usuarios (selected), and Respaldo BD. The main area displays a table of users with columns for Usuario, Nombre, Rol, Estado, and Acciones. The user 'PEGJ800101HDFRZN09' is highlighted, and the 'Eliminar' button in the Acciones column is circled in red.

Usuario	Nombre	Rol	Estado	Acciones
admin	Administrador	Admin	Activo	Editar Password Desactivar Eliminar
enfermero	Enf. María García	Enfermero	Activo	Editar Password Desactivar Eliminar
doctor	Dr. Carlos López	Doctor	Activo	Editar Password Desactivar Eliminar
REGC920714HNLRLM05	Enf. Carlos Alberto Reyes Gómez	Enfermero	Activo	Editar Password Desactivar Eliminar
PECA950321MNLRS07	Enf. Ana Pérez Castillo	Enfermero	Activo	Editar Password Desactivar Eliminar
SAMR880909HNLRR03	Dr. Ricardo Sánchez Morales	Doctor	Activo	Editar Password Desactivar Eliminar
TONG870112MNLRVGA1	Dra. Gabriela Torres Navarro	Doctor	Activo	Editar Password Desactivar Eliminar
PEGJ800101HDFRZN09	Dr. Juan Perez Gonzalez	Enfermero	Inactivo	Editar Password Activar Eliminar


2. Se le preguntará si está seguro de eliminar al usuario, si está seguro de clic en el botón 'Sí, eliminar', sino en el botón 'Cancelar'



ATENCIÓN: No puede eliminar el único usuario Administrador activo. Si necesita dar de baja a un administrador, cree primero otro administrador y luego desactive el anterior.

9. Módulo: Respaldo de base de datos (solo administradores)

Permite crear, listar y restaurar respaldos de todos los datos del sistema.



9.1 Respaldos automáticos

El sistema crea respaldos automáticos en dos momentos:

- Cada 6 horas mientras la aplicación está abierta.
- Al cerrar la aplicación (respaldo de cierre).

Los archivos se guardan en la carpeta backups/ con nombre que incluye la fecha, hora y etiqueta del respaldo.

9.2 Crear un respaldo manual

1. Haga clic en el botón '+ Respaldar ahora'.

Sistema de Gestión de Asilo - CREAN

CREAN
Sistema de Gestión de Asilo

MÓDULOS

- Residentes
- Medicaciones
- Habitaciones
- Signos Vitales
- Actividades
- Usuarios
- Respaldo BD**

Administrador
Administrador

Cerrar sesión

Respaldo y Restauración Solo administradores

+ Respaldar ahora

Total de respaldos: 0
Último respaldo: Sin respaldos
Espacio utilizado: 0 KB

Respaldos disponibles

#	Nombre del archivo	Fecha	Acciones
No hay respaldos aún — haz clic en «Respaldar ahora»			

2. El sistema genera el archivo y muestra el respaldo en la tabla

Sistema de Gestión de Asilo - CREAN

CREAN
Sistema de Gestión de Asilo

MÓDULOS

- Residentes
- Medicaciones
- Habitaciones
- Signos Vitales
- Actividades
- Usuarios
- Respaldo BD**

Administrador
Administrador

Cerrar sesión

Respaldo y Restauración Solo administradores

+ Respaldar ahora


Total de respaldos: 1
Último respaldo: 11/04/2026 20:40
Espacio utilizado: 3.5 KB

Respaldos disponibles


#	Nombre del archivo	Fecha	Acciones
1	respaldo_20260411_204010_manual.db.gz	11/04/2026 20:40	3.5 KB Restaurar ✕

9.3 Restaurar un respaldo

1. En la lista de respaldos disponibles, haga clic en el botón 'Restaurar' en la fila donde este el respaldo que desea.



2. Confirme que desea restaurar este respaldo haciendo clic en el botón 'Sí, restaurar'. Para aplicar los cambios se necesita cerrar y volver a abrir la aplicación.



9.4 Eliminar respaldo

1. Debe dar clic en el botón 'X' en la fila donde este el respaldo que quiere eliminar.

Sistema de Gestión de Asilo - CREAN

Respaldo y Restauración Solo administradores

+ Respaldar ahora

Total de respaldos: 2 Último respaldo: 11/04/2026 20:43 Espacio utilizado: 7.0 KB

Respaldos disponibles

#	Nombre del archivo	Fecha	Acciones
1	respaldo_20260411_204310_pre_restauracion.db.gz	11/04/2026 20:43 3.5 KB	Restaurar X
2	respaldo_20260411_204010_manual.db.gz	11/04/2026 20:40 3.5 KB	Restaurar X

Administrador

Cerrar sesión

2. Luego debe confirmar la acción, si está seguro, haga clic en el botón 'Sí, eliminar', sino en el botón 'Cancelar'.

Sistema de Gestión de Asilo - CREAN

Respaldo y Restauración Solo administradores

+ Respaldar ahora

Total de respaldos: 2 Último respaldo: 11/04/2026 20:43 Espacio utilizado: 7.0 KB

Respaldos disponibles

#	Nombre del archivo	Fecha	Acciones
1	respaldo_20260411_204310_pre_restauracion.db.gz	11/04/2026 20:43 3.5 KB	Restaurar X
2	respaldo_20260411_204010_manual.db.gz	11/04/2026 20:40 3.5 KB	Restaurar X

¿Eliminar este respaldo?

respaldo_20260411_204310_pre_restauracion.db.gz

Cancelar Sí, eliminar

Administrador

Cerrar sesión

9.5 Rotación de respaldos

El sistema conserva un máximo de 15 respaldos. Cuando se supera ese límite, el respaldo más antiguo se elimina automáticamente.

CONSEJO: Si quiere conservar un respaldo importante a largo plazo, cópielo manualmente de la carpeta backups/ a otra ubicación como una USB o Google Drive.

10. Cerrar sesión

Debe dar clic en el botón 'Cerrar sesión'

Sistema de Gestión de Asilo - CREAN

Residentes
Gestión de residentes del asilo

+ Nuevo residente

MÓDULOS

- Residentes
- Medicaciones
- Habitaciones
- Signos Vitales
- Actividades
- Usuarios
- Respaldo BD

Administrador
Administrador

Cerrar sesión

Residentes Summary:

- 5 Total residentes
- 5 Con habitación
- 0 Sin habitación

RESIDENTE	CURP	EDAD	SANGRE	HABITACIÓN	REGISTRO
AS Ana Sofía González Ramírez	GORA020110MNLRMNA6	72	AB+	Hab. 101	2026-04-09
JL José Luis Martínez García	MAGJ000515HNLRRS09	74	O+	Hab. 101	2026-04-09
JC Juan Carlos Rodríguez Pérez	ROPJ990302HNLRRN08	80	B+	Hab. 202	2026-04-09
LA Luis Ángel Torres Sánchez	TOSL981227HNLRRNS07	77	O-	Hab. 202	2026-04-09
MF María Fernanda López Hernández	LOHM010823MNLRRFA2	68	A+	Hab. 202	2026-04-09

Selecciona un residente para ver las acciones

Ver detalle Editar Eliminar

08:51 p. m. 11/04/2026

Debe confirmar la acción, si está seguro de clic en 'Sí, salir', sino en 'Cancelar'.

The screenshot displays the 'Sistema de Gestión de Asilo - CREAN' web application. A modal dialog box titled '¿Cerrar sesión?' is centered on the screen, with the text 'Se cerrará la aplicación.' and two buttons: 'Cancelar' and 'Sí, salir'. The 'Sí, salir' button is highlighted with a red rectangle. In the background, the 'Residentes' module is active, showing a table of residents. The table has columns for CURP, EDAD, SANGRE, HABITACIÓN, and REGISTRO. There are also summary cards at the top right showing '5 Con habitación' and '0 Sin habitación'. The left sidebar contains a menu with options like 'Residentes', 'Medicación', 'Habitaciones', 'Signos Vitales', 'Actividades', 'Usuarios', and 'Respaldo BD'. The bottom of the screen shows a Windows taskbar with various application icons and a system clock indicating 08:52 p. m. on 11/04/2026.

	CURP	EDAD	SANGRE	HABITACIÓN	REGISTRO
JL	GORA020110MNLRMNA6	72	AB+	Hab. 101	2026-04-09
JL	MAGJ000515HNLRRS09	74	O+	Hab. 101	2026-04-09
JC	ROPJ990302HNLRRN08	80	B+	Hab. 202	2026-04-09
LA	TOSL981227HNLRRNS07	77	O-	Hab. 202	2026-04-09
MF	LOHM010823MNLRRFA2	68	A+	Hab. 202	2026-04-09

11. Preguntas frecuentes

¿Por qué la primera vez que abro el .exe tarda más?

Windows revisa el ejecutable nuevo antes de abrirlo. Del segundo inicio en adelante abre en tiempo normal.

¿El antivirus dice que el archivo es peligroso. ¿Es un virus?

No es un virus. Los ejecutables generados con PyInstaller a veces son marcados como falsos positivos por los antivirus.

Olvidé mi contraseña. ¿Qué hago?

Pide al Administrador del sistema que cambie tu contraseña desde el módulo Usuarios.

¿Qué pasa si cierro la aplicación a la mitad de un registro?

Los datos solo se guardan cuando haces clic en 'Guardar'. Si cierras sin guardar, los cambios se perderán. El sistema crea automáticamente un respaldo al cerrarse correctamente.

¿Puedo usar el sistema en dos computadoras al mismo tiempo?

No directamente. Cada instalación tiene su propia base de datos independiente. Si necesitas compartir datos entre equipos, consulta con el administrador técnico sobre opciones de sincronización manual.

¿Cómo sé que el respaldo automático está funcionando?

Puedes verificarlo en el módulo Respaldo BD, donde aparece la lista de respaldos con su fecha y hora de creación. También puedes revisar la carpeta backups/ dentro del directorio de la aplicación.